

CE CE konformes Medizinprodukt



SincoMed



Professioneller Schutzverband

Elastische, Selbsthaftende Schutzbandage.

SincoMed

SincoMed ist ein einzigartiger, latexfreier „**Erste Hilfe Schutzverband**“, speziell entwickelt zur Fixierung von Wundauflagen bei Finger- oder Fingerkuppen-Verletzungen im Handwerksbereich.

SincoMed klebt nur auf sich selbst, nicht auf Haut oder Haaren, schränkt nicht die Bewegungsfreiheit ein und ist selbst von ungeübten Anwendern leicht zu handhaben.

TECHNISCHE DATEN:

Grundmaterial: Flexibler Vliesstoff (61,2%)
Haftmittel: Synthetischer Klebstoff (38,8%)
Abmessung: 50mm (Breite) x 4,5m (gedehnte Länge)
Ø / Rolle: 51 - 55mm
Farbe: Blau
Gewicht / Rolle: +/- 19g
Verpackung: Plastikfolie (versiegelt) und zusätzlich im Kunststoffbehälter mit Schraubdeckel.
Zugfestigkeit: 25N - 45N
Abrollspannung: 1,0N - 5,0N
Kohäsion: 0,6 - 3,0 N/cm
Elastizitätsrate: 1:2,1 - 1:2,7

ANALYSE DER WICHTIGSTEN BESTANDTEILE:

Flexibler Vliesstoff

Inhaltsstoffe	Verhältnis im Material (berechnet nach Gewicht)	Hauptinhaltsstoffe im Material / Summenformel
Polypropylen	54,4%	N/A
Spandex	6,8%	N/A

Haftmittel

Inhaltsstoffe	Verhältnis im Material (berechnet nach Gewicht)	Hauptinhaltsstoffe im Material / Summenformel
Synthetischer Klebstoff	38,8%	N/A

Lagerung: SincoMed sollte in ungeöffneter Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahrt werden. Empfohlene Lagertemperatur 10°C bis 25°C. Die Haltbarkeit beträgt, (unter Einhaltung der oben genannten Lagerbedingungen) mindestens 2 Jahre. Im Aufbewahrungsbehälter beträgt die Haltbarkeit erfahrungsgemäß mindestens 3 Jahre.

Hinweis: Das Produkt sollte nur mit leichtem Zug um die zu schützende Stelle gewickelt werden. Somit werden Staueffekte verhindert, außerdem ist es empfehlenswert das Produkt nicht nachts zu tragen.

Allgemeine Informationen: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes für ihre jeweilige Anwendung unabhängig prüfen. Singoli übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzielt wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst verantwortlich, Sorge zu tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz von Objekten und Personen notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Infolgedessen lehnt die Firma Singoli ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende gewährte Garantie ab, Inklusiv aller Gewährleistungspflichten oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. Singoli lehnt außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne. Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

