

# Handsup

für viele Spendersysteme geeignet



## Handreiniger in Spitzenqualität

Handsup ist auf nachwachsenden Rohstoffen aufgebaut, die dermatologisch und toxikologisch abgesichert sind.

### Handsup

Handsup ist auf nachwachsenden Rohstoffen aufgebaut, die dermatologisch und toxikologisch abgesichert sind. Handsup enthält ein komplexes, synergistisch wirkendes Tensidsystem, das zu einer hautfreundlichen Entfernung der Verschmutzung beiträgt. Hochwertige Fettstoffe natürlichen Ursprungs sorgen für eine gute Rückfettung der Haut. Die Tenside sind gemäß OECD-Screening-Test biologisch abbaubar. Handsup enthält hochwertige, hautschonende Kunststoffreibemittel, die die Reinigungswirkung günstig beeinflussen. Diese Reibemittel verstopfen keine Abflüsse. Handsup ist silikonfrei, pH-hautneutral und dermatologisch getestet. Handsup hat sich aufgrund langjähriger Erfahrung in der Praxis bewährt.



### Anwendung

Handsup in die verschmutzten, trockenen Hände einreiben, bis der Schmutz sich löst. Etwas Wasser zugeben, gründlich waschen und gut abspülen. Ist sparsam im Gebrauch. Ca. 3 ml (Spenderdosiermenge) sind ausreichend für eine gründliche Handreinigung.

### Vorteile

- Handsup reinigt porentief mit nachhaltigem Hautschutz und effektiver Rückfettung.
- Handsup ist fließfähig und daher für viele Spendersysteme geeignet.
- Handsup entfernt mühelos mittlere bis starke Verschmutzungen wie z.B. Öle, Fette, Teer, Bitumen, Druckfarben, etc.
- Handsup ist sehr vielseitig und kann in allen Industriebereichen eingesetzt werden.

