

**Spezial-Waschmittel-Konzentrat mit desinfizierender Wirkung für mikrobiell belastete Pflegetextilien und Niederwaren sowie Bandagen und Kompressionsstrümpfe**

Das Desinfektionswaschmittel **Sinco UltraFresh** sorgt dafür, dass Ihre Wäsche frei von Keimen und Krankheitserregern ist. Ihre Kleidung wird mit **Sinco UltraFresh** hygienisch rein und kann nach der Wäsche bedenkenlos getragen werden. Das hocheffektive Feinwaschmittel-Konzentrat kann in Haushalts-Waschmaschinen sowie zur Handwäsche bei einer Waschtemperatur von 30° bis 90° verwendet werden.

Es entfaltet während des Waschganges seine desinfizierende Wirkung, ist dabei schonend zu Gewebe, farbigen Textilien oder gummielastischen Geweben wie z. B. medizinische Kompressionsstrümpfe.

**Sinco UltraFresh** verleiht der Wäsche einen frischen Duft und kommt besonders in der Pflege von Inkontinenz-Patienten zum Einsatz.

#### Inhaltstoffe:

je 100 g Flüssigkeit 4,95 g Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-ammoniumchlorid, 15–30% nichtionische Tenside, Desinfektionsmittel, Duftstoffe, Alpha-isomethyl Ionone.

**BAuA-Nr. N-108494**

#### Inhaltstoffangaben gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergentienverordnung)

AQUA  
C9-11 PARETH-8  
TRIDECETH 2-12  
ISOPROPYL ALCOHOL  
BENZALKONIUM CHLORIDE  
ALCOHOL  
C12-14 PARETH-3  
PARFUM  
LAURYL ALCOHOL  
ALPHA-ISOMETHYL IONONE  
MEK  
DENATONIUM BENZOAT

#### Dosierempfehlung

	 Dosierhilfe	30 ml = 30 g
Wasserhärte weich-mittel	 45 ml	 60 ml  75 ml
hart	60 ml	75 ml    90 ml
<4 kg  - 15 ml	6-8 kg  +30 ml	 30 ml auf 5 l



**Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!**

#### Nutzen/Vorteile:

- **Volle Waschkraft bereits ab 30°**
- **Reinigt gründlich alle betroffenen Textilien**
- **Wirkt desinfizierend**
- **Wirksam gegen MRSA-Keime**
- **Entfernt 99,9% der Bakterien**
- **Biologisch abbaubar**
- **Aktiv-Frisch-Formel verleiht der Wäsche frischen Duft**

#### Gefahr

